

INSTRUÇÕES PARA O ENVIO DE AMOSTRAS	Código	SGQ-QUA 005
	Edição	2.2
	Data	03/04/2017
	Página	1 de 3

1- IDENTIFICAÇÃO

Todos os recipientes com amostras (sacos plásticos, vasilhames plásticos ou tubetes) deverão conter identificação mínima com pelo menos o nome do paciente, data do procedimento, identificação da peça, por exemplo (biópsia gástrica, histerectomia, cone de colo uterino, PAAF de tireoide...etc).

Obs.: **As amostras/peças não devem ser acondicionadas em recipientes de vidro.**

2- FIXAÇÃO

a) Amostras anatomopatológicas (biópsias e peças cirúrgicas):

- As amostras deverão ser fixadas em FORMOL 10% tamponado, imediatamente após a coleta. Soro fisiológico, álcool, acetona ou quaisquer outras substâncias **NÃO SERVEM COMO FIXADORES.**
- A quantidade de formol deverá ser no mínimo suficiente para cobrir toda a amostra.

b) Amostras citológicas:

- Amostras de punção (PAAF) com confecção de esfregaços em lâminas (PAAFs de tireoide, mama, parótida...)
 - As lâminas com esfregaços deverão ser fixadas em **Álcool no mínimo 90%**;
 - As lâminas deverão ser acondicionadas em recipientes adequados (tubetes plásticos) com quantidade de álcool suficiente para submergir as áreas das lâminas com esfregaços.
- Amostras de citologias de líquidos (derrame pleural, ascite, conteúdo de cisto, etc)
 - Os líquidos deverão ser fixados em **Álcool no mínimo 90%**;

INSTRUÇÕES PARA O ENVIO DE AMOSTRAS	Código	SGQ-QUA 005
	Edição	2.2
	Data	03/04/2017
	Página	2 de 3

- A quantidade de álcool deverá ser igual a quantidade de líquido enviada (por exemplo, se há 10ml de líquido colocar 10ml de álcool no recipiente).

3 - ACONDICIONAMENTO E ENVIO DAS AMOSTRAS

- As amostras devem ser encaminhadas dentro de sacos plásticos com líquido fixador, estes sacos inseridos em embalagens plásticas rígidas com tampa e acondicionadas em caixas térmicas impermeáveis (tríplice embalagem) e higienizáveis que garantam a estabilidade das mesmas até a chegada ao laboratório;
- Documentos como: ofícios, solicitações de exames/requisições, fichas epidemiológicas encaminhadas junto com as amostras devem ser colocadas em envelope com destinatário e o remetente. Estes envelopes deverão ser acondicionados em saco plástico de forma que se ocorrer algum vazamento os documentos estejam protegidos, e colados dentro da caixa térmica;
- Sugerimos encaminhar junto com as requisições uma lista com os nomes dos pacientes e as especificações das respectivas peças. (Ex.: nome paciente – útero).
- A caixa térmica deve ser hermeticamente fechada e deve conter a identificação do destinatário e remetente, como no exemplo:
- **Destinatário:** Instituto de Patologia Cirúrgica e Molecular
Av. Visconde de Souza Franca, 05 - Ed. Quadra Corporate, sala 801, 8º andar, Umarizal, Belém – PA, CEP: 66055-005.

- **Remetente:** Secretaria Municipal de Saúde ou unidade hospitalar, seguida do endereço completo do município, nome da pessoa responsável pelo envio e telefone para contato.

INSTRUÇÕES PARA O ENVIO DE AMOSTRAS	Código	SGQ-QUA 005
	Edição	2.2
	Data	03/04/2017
	Página	3 de 3

DÚVIDAS:

Instituto de Patologia Cirúrgica e Molecular – CRM nº 0001956-PA

Fones: (91) 3349-3659 – (91) 98281-8262

atendimento@laboratorioipcm.com.br, laboratorio@laboratorioipcm.com.br

Médico responsável - Dr. Carlos Augusto Moreira Silva – CRM-PA 8344